

Nom et prénom ..... Date .....

	<p><b>Spray nettoyant N°1 et N°2</b> Nettoyage des embouts et intra-auriculaires. A utiliser en dehors de la cavité auriculaire.</p>	<p>1 fois par jour</p>
	<p><b>Lingettes imprégnées N°4 et N°5</b> Nettoyage des embouts et intra-auriculaires.</p>	<p>1 fois par jour</p>
	<p><b>Ensemble de nettoyage N°6 et N°7</b> Trempage des embouts auriculaires. Contient une recharge de comprimés effervescents avec oxygène actif.</p>	<p>1 fois par semaine</p>
	<p><b>Gaz de séchage N°8</b> Séchage des embouts auriculaires.</p>	<p>Après chaque utilisation de l'ensemble de nettoyage</p>
	<p><b>Puissant déshydratant N°9 et N°10</b> Capsule de silicagel qui absorbe l'humidité et qui change de couleur.</p>	<p>1 fois par jour</p>

Découvrez également tous nos conseils sur notre site web

**[www.laborenard.fr](http://www.laborenard.fr)**